

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd27 Humano Para Fc - P26842

Número de artículo: CM0010999



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 humano conjugado con APC de alta calidad (clon no especificado) validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudiar la expresión de receptores de punto de control inmunitario coestimuladores en linfocitos T, linfocitos NK y linfocitos B en investigación de inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD27 humano
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Especie	Humano
GeneID	939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 21-192 de CD27 humano (NP_001233.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo