

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Cd270/Hvem Para Citometría De Flujo - Q92956

Número de artículo: CM0011155



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD270/HVEM humano (TNFRSF14), diseñado para aplicaciones de citometría de flujo en investigación de inmunología y virología. Detecta CD270 endógeno en células inmunes.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Humano CD270/HVEM
Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; miembro 14 de la superfamilia del receptor de TNF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8764
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-162 del CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo