


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc Anti-Humano Cd271/Ngfr Para Fc - P08138

Número de artículo: CM0008271



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC de alta calidad contra CD271/NGFR (p75NTR) humano para aplicaciones de citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización de neurotrofinas, el desarrollo neuronal y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo APC anti-Humano CD271/NGFR
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Proteico	35kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo