

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano Cd275/B7-H2/Icosl Para Fc - O75144

Número de artículo: CM0011879



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD275 humano (ligando de ICOS) validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la coestimulación de células T, la biología de puntos de control inmunitario y la diferenciación de células B. SWISS: O75144.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-Humano CD275/B7-H2/ICOSL
Observaciones/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Especie	Humano
GeneID	23308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de CD275/B7-H2/ICOSL humano (NP_056074.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo