

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd33 Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P20138

Número de artículo: CM0009523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD33 humano (Siglec-3, ID del gen 945), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar células del linaje mieloide, microglía y blastos de LMA. SWISS: P20138.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-CD33 Humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humano
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 del CD33 humano (NP_001763.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (CF)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso Molecular de la Proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo