


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd38 Conjugado Con Apc Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0012050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD38 humano, adecuado para citometría de flujo. Se dirige a la ADP-ribosil ciclasa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica 1 (P28907), involucrada en la señalización de calcio y la activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD38 con APC
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	952
ID de Gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo