


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Humano Conjugado Con Apc Para Fc - P25942

Número de artículo: CM0012741



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD40 humano (TNFRSF5, Bp50) validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en inmunología, oncología y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD40 humano conjugado con APC
Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
ID del Gen	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 del CD40 humano (NP_001241.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
Accesión UniProt	P25942
Peso Molecular Calculado	31kDa
Condición de Envío	Bolsa de hielo