

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd42B Conjugado Con Apc Para Fc - P07359

Número de artículo: CM0004068



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD42b humano (GP1BA). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para la investigación de función plaquetaria, trombosis y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD42b mAb
Observaciones/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alfa; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalfa; VWDP; cadena alfa del glucoproteína plaquetaria Ib
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2811
GeneID	2811
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-531 del CD42b humano (NP_000164.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo