


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 Humano Conjugado Con Apc Para Fc - P16070

Número de artículo: CM0011986



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con APC dirigido contra CD44 humano (P16070), validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de migración, adhesión y migración linfocitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD44 humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 de CD44 humano (NP_000601.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo