

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd45Rb Conjugado Con Apc Para Fc - P08575-9

Número de artículo: CM0011049

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC) para citometría de flujo. Detecta el CD45RB humano, el antígeno común de leucocitos. Ideal para investigación de inmunofenotipado de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD45RB APC
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-463 del CD45RB humano (XP_006711537.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Envío	Bolsa de hielo