


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd47 Humano Para Fc - Q08722

Número de artículo: CM0006242



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD47 humano (IAP/OA3/MER6) para citometría de flujo. Validado con inmunógeno recombinante (aa 19-139), reacciona con humanos. Peso molecular de 31 a 35 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD47 humano
Observaciones/Alias	IAP; OA3; MER6
Especie	Humano
GeneID (humano)	961
GeneID	961
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-139 de CD47 humano (NP_001768.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso molecular de la proteína	31 kDa/33 kDa/35 kDa
Envío	Bolsa de hielo