

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd48 Humano, Sin Glicerol Para Citometría De Flujo - P09326

Número de artículo: CM0009349



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD48 humano (SLAMF2), sin glicerol, validado para citometría de flujo. Adecuado para inmunofenotipado de células hematopoyéticas y estudios funcionales de las interacciones inmunitarias mediadas por CD48.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD48 humano, sin glicerol
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Especie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 de CD48 humano (NP_001769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo