

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Para Citometría De Flujo - P13688

Número de artículo: CM0010968



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD66a/CEACAM1 humano, validado para citometría de flujo. Útil para la caracterización de células inmunes, estudios de células T, células NK y células tumorales. Reconoce CEACAM1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Humano CD66a/CEACAM1
Observaciones/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adhesión celular 1 relacionada con el antígeno carcinoembrionario
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo