


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd81 Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P60033

Número de artículo: CM0011598



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD81 humano (TAPA-1). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo detecta una tetraspanina implicada en la señalización de las células B y la entrada viral. Ideal para la investigación en inmunología y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD81 humano conjugado con APC
Observaciones/alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Especie	Humana
GeneID (humano)	975
GeneID	975
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-199 de CD81 humano (NP_004347.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P60033
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo