


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd9 Humano Para Fc - P21926

Número de artículo: CM0008442



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD9 humano, una tetraspanina implicada en la adhesión celular, la activación plaquetaria y la metástasis tumoral. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD9 humano
Observaciones/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	928
GeneID	928
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 del CD9 humano (NP_001760.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo