

## ApC Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd95/Fas Para Citometría De Flujo - P25445

Número de artículo: CM0005956



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD95/FAS humano (Apo-1, TNFRSF6). Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de apoptosis, tolerancia periférica e investigación de homeostasis de células T.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | APC mAb de conejo anti-Humano CD95/FAS                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 355                                                                                                                                                           |
| GeneID              | 355                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-173 del CD95/FAS humano (NP_000034.1)) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                                        |
| SWISS               | P25445                                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 38kDa                                                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |