

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Egfr Humano Para Citometría De Flujo - P00533

Número de artículo: CM0011294



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a EGFR humano, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 335-525). Ideal para investigación oncológica y de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-EGFR humano
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo