


Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Flt3/Cd135 Para Fc - P36888

Número de artículo: CM0005442



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC de alta calidad contra Flt3/CD135 humano (FLK2/STK1). Validado para citometría de flujo. Se dirige a un epítipo del dominio extracelular; ideal para investigación en hematopoyesis y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal APC Conejo anti-Humano Flt3/CD135
Observaciones/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2322
GeneID	2322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso Proteico	108KDa/113kDa
Envío	Bolsa de hielo