


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Icam-1/Cd54 Humano Para Citometría De Flujo (Fc) - P05362

Número de artículo: CM0008624



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a ICAM-1 (CD54) humano, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 28-480. Adecuado para el estudio de adhesión de leucocitos, migración transendotelial y función de receptor viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-ICAM-1/CD54 humano
Observaciones/Alias	BB2; CD54; P3.58
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-480 de ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo