


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana (Fc) Conjugado Con Apc Para Fc - P01857

Número de artículo: CM0005613



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la región Fc de la IgG humana. Validado para citometría de flujo (FC) con reactividad humana. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IgG humana (Fc) conjugado con APC
Observaciones/Alias	IGHG1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de la IgG humana (Fc) (P01857)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo