


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgG Humana (Fc) Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P01857

Número de artículo: CM0009241



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la región Fc de la IgG humana, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de células B, estudios de inmunidad humoral y desarrollo de anticuerpos terapéuticos. - P01857

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG humana (Fc) conjugado con APC
Observaciones/Alias	IGHG1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3500
ID del gen	3500
Inmunógeno	Proteína (o fragmento) recombinante. Esta información se considera comercialmente sensible.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo