


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-IL-17A Humana Para Citometría De Flujo (Intracelular) - Q16552

Número de artículo: CM0008202



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la IL-17A humana, validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para muestras humanas; ideal para investigación de células Th17, inflamación e inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-IL-17A humana
Notas / Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3605
GeneID	3605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-155 de la IL-17A humana (NP_002181.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q16552
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo