

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Il-2 Humano Conjugado Con Apc - P60568

Número de artículo: CM0008187



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la IL-2 humana (Interleucina-2, TCGF). Diseñado para citometría de flujo intracelular (FC). Reconoce la IL-2 humana, esencial para el crecimiento de células T, la regulación inmune y la actividad de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-2 humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	IL-2; TCGF; linfocina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3558
GeneID	3558
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL-2 humana (NP_000577.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo