

## Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Integrina-B1/Cd29 Humana Para Citometría De Flujo - P05556

Número de artículo: CM0006258



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la Integrina- $\beta$ 1/CD29 humana (UniProt P05556), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la adhesión celular, la migración y la señalización mediada por receptores en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb APC de conejo anti-Integrina- $\beta$ 1/CD29 humana                                                                                                 |
| Notas/Alias                   | CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA                                                                                                          |
| Especie                       | Humana                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)               | 3688                                                                                                                                                    |
| GeneID                        | 3688                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina- $\beta$ 1/CD29 humana (NP_002202.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación                    | CF                                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada           | Humana                                                                                                                                                  |
| SWISS                         | P05556                                                                                                                                                  |
| Peso molecular de la proteína | 87kDa/88kDa/91kDa                                                                                                                                       |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |