


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Itga1/Cd49A Humano Para Citometría De Flujo - P56199

Número de artículo: CM0011825



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a), validado para citometría de flujo. Peso molecular de 131 kDa. Adecuado para el estudio de la función del receptor de colágeno/laminina y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-ITGA1/CD49a humano
Observaciones/Alias	VLA1; CD49a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la ITGA1/CD49a humana (NP_852478.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso proteico	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo