


Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mertk Humano Para Fc - Q12866

Número de artículo: CM0004944



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la tirosina quinasa del receptor MERTK humano. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC); reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para el estudio de la efertocitosis, la limpieza de macrófagos y la señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC mAb de conejo anti-MERTK humano
Observaciones/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteína quinasa Mer
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10461
GeneID	10461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-499 del MERTK humano (NP_006334.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo