

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Mglur2 Para Fc - Q14416

Número de artículo: CM0004586



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el receptor metabotrópico de glutamato 2 humano (mGluR2, GRM2) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Adecuado para investigación en neurociencia sobre transmisión sináptica y estudios de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC conejo anti-humano mGluR2
Observaciones/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2912
ID del gen	2912
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-498 de mGluR2 humano (NP_000830.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14416
Peso de la proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo