

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Nectin-1/Cd111 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q15223

Número de artículo: CM0009599



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra Nectin-1/CD111 humano. Validado para citometría de flujo, ideal para estudios de adhesión celular, neurodesarrollo y entrada viral. Reacciona con muestras humanas. Apoya la investigación en neurociencia, virología y biología celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | APC Conejo anti-Humano Nectin-1/CD111 mAb                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 5818                                                                                                                                       |
| GeneID              | 5818                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de Nectin-1/CD111 humano (NP_002846.3). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q15223                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 57kDa/51kDa/39kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |