

## Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Nt5E/Cd73 Para Citometría De Flujo - P21589

Número de artículo: CM0004237



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra NT5E/CD73 humano, validado para citometría de flujo. Detecta la ecto-5'-nucleotidasa anclada a GPI (~63 kDa) involucrada en la señalización de adenosina y la investigación en inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo monoclonal APC Conejo anti-Humano NT5E/CD73                                                                                |
| Observaciones/Alias           | NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA                                                                                              |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)               | 4907                                                                                                                                  |
| GeneID                        | 4907                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-547 de NT5E/CD73 humano (NP_002517.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | CF (Citometría de Flujo)                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                                |
| SWISS                         | P21589                                                                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 63 kDa                                                                                                                                |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |