


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Podoplanina Humana Para Citometría De Flujo - Q86YI7

Número de artículo: CM0005802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC de alta calidad dirigido a la podoplanina humana (PDPN), validado para aplicaciones de citometría de flujo. Esencial para la investigación de los mecanismos de adhesión celular, migración e invasión tumoral. Suministrado por CamelBio para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-podoplanina humana
Observaciones/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Especie	Humano
GenelD (humano)	10630
GenelD	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-123 de la podoplanina humana (NP_006465.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo