

Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Siglec-8 Para Fc - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0009310



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra Siglec-8 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce la lectina de unión a ácido siálico 8 en basófilos, mastocitos y eosinófilos. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Conejo anti-Humano Siglec-8 mAb
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	27181
ID de gen	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo