

Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd127/Il-7R Para Fc - P16871

Número de artículo: CM0005235



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD127/IL-7R humano/mono (P16871) para citometría de flujo. Valida la expresión del receptor de IL-7 en células inmunes. Material prima para IVD de uso investigacional de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano/Mono CD127/IL-7R
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3575
ID de gen	3575
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-236 del CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo