

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd14 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0009938



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC reconoce el CD14 humano y de cangrejero, adecuado para citometría de flujo. CD14 es un correceptor clave de la inmunidad innata para el LPS bacteriano, expresado en monocitos y macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD14 humano/mono
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
ID genético (Humano)	929
ID genético	929
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 del CD14 humano (NP_000582.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cangrejero
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo