

Mab De Conejo Apc Anti-Cd19 Humano/Mono - Cd19

Número de artículo: CM0010420

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD19, diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (CF). Presenta reactividad cruzada con humano, macaco cangrejero y macaco rhesus. Ideal para inmunofenotipado y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC anti-CD19 humano/mono
Observaciones/Alíase	CD19
Especie	Mono
ID del gen (Humano)	930
ID del gen (Mono)	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 de la CD19 de mono (XP_005591597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero, macaco rhesus
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo