


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd197/Ccr7 Humano/Mono Conjugado Con Apc Para Fc - P32248

Número de artículo: CM0005225



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD197/CCR7 (P32248), validado para citometría de flujo. Reconoce humano y mono cinomolgo. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD197/CCR7 Humano/Mono conjugado con APC
Observaciones/Alias	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1236
GeneID	1236
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P32248
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo