


Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd20 - P11836

Número de artículo: CM0005338



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC específico para CD20 humano y de cynomolgus (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Validado para citometría de flujo. Reconoce el antígeno de linfocitos B P11836, 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD20 humano (NP_068769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso proteico	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo