

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano/Mono Cd25 Para Citometría De Flujo - P01589

Número de artículo: CM0006233



Introducción

Anticuerpo monoclonal APC conjugado de conejo anti-humano/mono CD25 para citometría de flujo. Se dirige a la subunidad alfa del receptor de IL-2 (p55, antígeno TAC) en células T reguladoras; validado en humano y cinomolgus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano/Mono CD25 mAb
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3559
GeneID	3559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-213 del CD25 humano (NP_000408.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo