

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Cd3 Humano/Mono Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0009405



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la cadena épsilon de CD3 humano/mono, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células T, estudios de desarrollo de células T e investigación de inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC Conejo anti-CD3 Humano/Mono
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo