


Polimab® Anti-Cd38 De Conejo Apc Para Humano/Macaque Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0012751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD38 humano y de cangrejo, validado para citometría de flujo. Se dirige a la ectoenzima/receptor CD38 involucrado en la movilización de calcio, la activación de linfocitos y la adhesión celular. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolimAb® Anti-CD38 de conejo APC para humano/macaque
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo