


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Mono Conjugado Con Apc Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0012004



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD4 humano y de mono para citometría de flujo. Adecuado para la inmunofenotipificación de células T colaboradoras y el estudio de respuestas inmunitarias. Reacciona de forma cruzada con CD4 humano y de mono cynomolgus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD4 Humano/Mono conjugado con APC
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo