

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/De Mono Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0011665



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 humano/de mono conjugado con APC (P08575), validado para citometría de flujo (FC). Específico para el antígeno leucocitario común, ideal para estudios de activación de células T y perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 humano/de mono conjugado con APC
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cynomolgo
SWISS	P08575
Peso molecular de la proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo