


Mab De Conejo Apc Anti-Cd69 Humano/Mono Para Fc - Q07108

Número de artículo: CM0010465



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD69 humano y de cangrejo (UniProt Q07108). Diseñado para citometría de flujo, reconoce el antígeno de activación temprana en linfocitos T activados, ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC anti-CD69 humano/mono
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 del CD69 humano (NP_001772.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejo
SWISS	Q07108
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo