


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd86 Humano/De Mono Conjugado Con Apc Para Fc - P42081

Número de artículo: CM0012479



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD86 humano/de mono (B7-2), validado para citometría de flujo. Ideal para investigar la coestimulación de los linfocitos T y la regulación inmunitaria en células presentadoras de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 humano/de mono conjugado con APC
Observaciones/Sinónimos	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Especie	Humano
GeneID (humano)	942
GeneID	942
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 de CD86 humano (NP_787058.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P42081
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo