


Mab Anti-Cd8A De Conejo Apc Humano/Macaque Para Cf - P01732

Número de artículo: CM0008347



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD8a humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Adecuado para inmunofenotipado de linfocitos T y monitoreo inmune en investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD8a de conejo APC humano/macaque
Observaciones/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécula CD8a
Especie	Humano
ID del gen (humano)	925
ID del gen	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01732
Peso molecular de la proteína	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Envío	Bolsa de hielo