


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm Humano/Mono Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P01871

Número de artículo: CM0009976



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la región constante de la cadena pesada de IgM humana y de mono cinomolgo. Validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de células B e inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo Anti-IgM Humano/Mono Conjugado con APC                                                                                                  |
| Observaciones/Alias           | MU; VH; AGM1                                                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                |
| GeneID                        | 3507                                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                              |
| Aplicación                    | CF                                                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Cynomolgus                                                                                                                                    |
| SWISS                         | P01871                                                                                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 49kDa                                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                        |