

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano/Mono Ki67 Para Citometría De Flujo Intracelular - P46013

Número de artículo: CM0012705



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC frente a Ki67 humano y de cangrejo común (P46013) para citometría de flujo intracelular. Marcador de proliferación fiable para análisis del ciclo celular en investigación oncológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC mAb de conejo anti-Humano/Mono Ki67
Observaciones/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4288
ID del gen	4288
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 2271-2370 de Ki67 humano (NP_002408.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (Intracelular)
Reactividad cruzada	Humano, Cangrejo común
SWISS	P46013
Peso de la proteína	359kDa
Envío	Bolsa de hielo