

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-1/Cd279 Humano/Mono Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q15116

Número de artículo: CM0010216



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra PD-1/CD279 humano y de mono cinomolgo (aa 25-168). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo respalda la investigación en inmuno-oncología y estudios de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PD-1/CD279 Humano/Mono conjugado con APC
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	5133
ID del Gen	5133
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-168 de PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo