

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Pdgfra/Cd140A Humano/Ratón Para Fc - P16234

Número de artículo: CM0004491



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a PDGFR α /CD140a humano y de ratón (SWISS: P16234, 123kDa). Validado para citometría de flujo, ideal para investigación de proliferación celular, desarrollo y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-PDGFR α /CD140a humano/ratón
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5156
GeneID	5156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 de PDGFR α /CD140a humano (NP_006197.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso de la proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo