

Mab De Conejo Anti-Cd103 De Ratón Conjugado Con Apc Para Cf - Q60677

Número de artículo: CM0010402

Introducción

El mAb de conejo anti-CD103 de ratón conjugado con APC (clon aM290) es un anticuerpo monoclonal conjugado con APC, validado para citometría de flujo. Reconoce específicamente CD103 de ratón (integrina alfa-E), un receptor de la E-cadherina implicado en la migración dirigida de los linfocitos intraepiteliales. Ideal para la investigación en inmunología de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD103 de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3682
GeneID	16407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-385 de CD103 de ratón (NP_032425.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60677
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo