


Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd11B - P05555

Número de artículo: CM0005167



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD11b conjugado con APC para citometría de flujo. Permite la detección de CD11b en monocitos, macrófagos y granulocitos de ratón, ayudando en la investigación de inmunología y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD11b
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID (Ratón)	16409
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Envío	Bolsa con hielo